

## 成品检验报告书

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称 Product Name: CHO CDM34

货号 Art Number: DP34

批号 Lot Number:

生产日期 Mfg Date:

有效期 Exp Date:

检测项目 Test Items	要求 Specification	检测结果 Test Results	结果 Results
外观 Appearance	类白色粉末 Off-white powder		通过 Pass
澄清度 Clarity	澄清 Clear		通过 Pass
酸碱度 pH	7.0 ~ 7.4		通过 Pass
渗透压 Osmolality	270 ~ 320(mOsmol/Kg)		通过 Pass
内毒素 Endotoxin	< 3EU/mL		通过 Pass
微生物限度 Bioburden	需氧菌 Aerobic bacteria: < 200CFU/g		通过 Pass
	霉菌酵母菌 Molds and yeasts: < 50CFU/g		通过 Pass

QC 人员 QC Inspector:

日期 Date:

QA 人员 QA Inspector:

日期 Date:

审核人 Approver:

日期 Date: